



3D Мини-шейкер (типа Sunflower)

Шейкер 3D обеспечивает регулируемое трех-плоскостное мягкое вращение платформы, на которой может быть размещен 26-местный адаптер для пробирок диаметром до 11 мм (**TP-26**).

Прибор компактен, работает в режиме экономичного энерго-потребления.

Шейкер предназначен для перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, проявления минигелей, отмывки образцов, реакции блотгибридизации.

Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температурах от +5°C до +40°C.

Нескользящий резиновый коврик, расположенный на платформе шейкера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания (включен в стандартную комплектацию).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон регулирования скорости 10-30 об./мин
- Угол наклона платформы 7°
- Размеры платформы 200x200мм
- Макс. нагрузка 0,5 кг
- Дополнительный адаптер **TP-26**, 26 пробирок диам. до 11 мм
- Пупырчатый коврик **PDM**, обеспечивает фиксацию пробирок любого размера.
- Размеры 85x150x80 мм
- Вес, не более 1,4 кг
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 300 мА



TP-26



PDM