



Bio RS-24, Мини-ротатор для вакутайнеров и других тест-пробирок

Мини-ротатор Bio RS-24 осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор - идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции, диффузии и диализа биологических компонентов в пробирках.

Компактный прибор, удобный для использования в небольших лабораториях. Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температурах от +5°C до +40°C.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Вертикальное вращение,
- Диапазон регулирования скорости 5-30 об./мин
- Цифровой таймер 1 мин - 24 ч
- Универсальные резиновые зажимы для пробирок.
- Размеры 310x110x175 мм
- Вес, не более 1 кг
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 500 мА

Стандартная платформа

PRS-22: 22 пробирки диам. до 15 мм (1.5 мл, 2 мл, 15 мл пробирки).

Дополнительная платформа

PRS-4/12 позволяет разместить 4 пробирки диам. до 30 мм (50 мл пробирки) и 12 пробирок диам. до 15 мм (1.5 мл, 2 мл, 15 мл пробирки).

PRSC-18 позволяет разместить 18 пробирок диам. до 15 мм (1.5 мл пробирки)



PRS-22



PRS-4/12



PRSC-18

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>