




Bio TDB-100 Термостат “Драй-блок” типа

Bio TDB-100 - компактный, удобный в управлении сухой термостат, специально разработанный для длительных инкубаций при различных температурах. Универсальный алюминиевый блок имеет гнезда для трех наиболее распространенных типов пробирок Эппендорф. По желанию заказчика возможно изготовление специализированных блоков для различных типов пробирок и плат.

Время нагрева Bio TDB-100



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон регулирования температуры +25°C (5°C выше комнатной) .. +100°C
- Равномерность распределения температуры по блоку:
 - в диапазоне от комнатной от +25°C до + 70°C ±0,1°C
 - при + 85°C ±0,25°C
 - при + 100°C ±0,5°C
- Дискретность 0,1°C
- Точность измерения ±0,5°C
- Независимый таймер с звуковым сигналом 1 мин - 96ч
- Дисплей 2x16 знаков ЖК
- Время набора температуры до 100°C составляет 15 мин
- Дисплей одновременно отображает установленные и текущие значения температуры и времени
- Диаметр/глубина блока 130/45 мм
- Размеры 210x230x110 мм
- Вес, не более 3,1 кг
- Питание 220/240 В, 50/60 Гц; 200 Вт
- Вместимость блока 24x2/1,5 мл
15x0.5 мл
10x0.2 мл тест-пробирки

ООО “Лабораторное оснащение”

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>