



DB-10C Термостат для кювет

Прибор предназначен для термостатирования образцов в кюветах перед проведением измерений оптической плотности.

В сочетании с фотометром для кювет составляет минимальный комплект для реализации методик диагностики биохимических показателей (активности ферментативных реакций и концентрации метаболитов).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон регулирования температуры. +25°C (5°C выше комнатной) ... +42°C
- Номинальная точность регулировки. 0,1°C
- Стабильность температуры ±0,5°C
- Таймер со звуковым сигналом. 1 мин - 96 ч
- Индикация температуры и времени: цифровая, LCD дисплей
- Количество гнезд 10 мест для кювет длиной опт. пути 10 мм
- Размеры 140x120x70 мм
- Вес, не более 0,9 кг
- Питание. Внешний блок питания: 12 В DC, 1,25 А