



FV-2400

Мини центрифуга/вортекс Микроспин

Центрифуга-вортекс Микроспин FV-2400 разработан специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики).

FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком. FV-2400 является центрифугой "открытого типа" (без крышки), что повышает скорость проведения операций центрифугирования и ресуспендирования.

Прибор сертифицирован Министерством здравоохранения РФ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Постоянная скорость вращения 2800 об./мин
- Относительная центробежная сила (rcf): от дна пробирки до 700 x g
- Два режима работы непрерывный и импульсный
- Два цвета синий (стандартный), белый (по заказу)
- Возможна установка других роторов, включая ротор для стрипов
- Размеры. 120x170x120 мм
- Вес, не более 1,7 кг
- Питание 220/240 В, 50/60 Гц, 30 Вт

Сменные роторы для FV-2400

Стандартные (входят в комплект поставки):

- **R-1.5** ротор для 12 x 1.5 мл микропробирок,
- **R-0.5/0.2** ротор для 12 x 0.5 мл + 12 x 0.2 мл микропробирок,

Дополнительные:

- **R-2/0.5** ротор для 8 x 2.0 мл + 8 x 0.5 мл микропробирок,
- **R-2/0.5/0.2** ротор для 6 x 2,0 мл + 6 x 0.5 мл + 6 x 0.2 мл микропробирок,
- **SR-16** ротор для стрипов 2x 8 гнезд для 0,2 мл микропробирок.

**R-2/0.5****R-2/0.5/0.2****SR-16****R-1.5****R-0.5/0.2**

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>