



FVL-2400N

Мини центрифуга/вортекс Комбиспин

Мини центрифуга/вортекс Комбиспин FVL-2400N разработана специально для генно-инженерных исследований (для экспериментов по ПЦР-диагностике). Может использоваться в микробиологических, биохимических, клинических лабораториях и промышленных биотехнологических лабораториях.

FVL-2400N обеспечивает возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке. Центрифуга имеет защитный механизм, останавливающий вращение ротора при открытой крышке.

Прибор сертифицирован Министерством здравоохранения РФ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Постоянная скорость вращения 2800 об./мин
- Относительная центробежная сила (rcf) от дна пробирки до 700 x g
- Автостоп при незакрытой крышке
- Два режима работы: непрерывный и импульсный
- Возможна установка других роторов, включая ротор для стрипов
- Размеры 190x235x125 мм
- Вес, не более 2,1 кг
- Питание 220/240 В, 50/60 Гц, 30 Вт

Сменные роторы для FVL-2400N

Стандартные (входят в комплект поставки):

- R-1.5 ротор для 12 x 1.5 мл микропробирок,
- R-0.5/0.2 ротор для 12 x 0.5 мл + 12 x 0.2 мл микропробирок,

Дополнительные:

- R-2/0.5 ротор для 8 x 2.0 мл + 8 x 0.5 мл микропробирок,
- R-2/0.5/0.2 ротор для 6 x 2.0 мл + 6 x 0.5 мл + 6 x 0.2 мл микропробирок,
- SR-16 ротор для стрипов 2 x 8 гнезд для 0,2 мл микропробирок.

**R-2/0.5****R-2/0.5/0.2****SR-16****R-1.5****R-0.5/0.2**

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел,

(+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики, Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>