



MR-1 Мини-рокер шейкер

Шейкер MR-1 обеспечивает регулируемое мягкое покачивание и перемешивание любых жидких компонентов в сосудах, размещенных на его платформе. Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Идеален для отмытки минигелей после электрофореза, для проведения реакций Northern, Southern, Western blots.

Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температурах от +5°C до +40°C.

Нескользящий резиновый коврик, расположенный на платформе шейкера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон регулирования скорости 7.5-30 об/мин
- Платформа с резиновым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию)
- Пупырчатый коврик **PDM**, обеспечивает фиксацию пробирок любого размера.
- Дополнительный адаптер **TP-26** для 26 пробирок диам. до 11 мм
- Размеры платформы 200x200 мм
- Цифровой таймер 1 мин - 23 ч, 59 мин
- Покачивающее движение,
- Угол наклона платформы 7°
- Макс. нагрузка 0,5 кг
- Размеры 220x205x120 мм
- Вес, не более 2 кг
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 500 мА



TP-26



PDM

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>