

MSV-3500 Пробирочный вортекс



Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров, а также в микропланшете.

Вортекс MSV-3500 обеспечивает удобный ввод параметров перемешивания (скорости и времени) и одновременное отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений;

Предусмотрены 4 сменные платформы: для пробирок типа Эппендорф, для 10/15/50 мл пробирок диаметром 12, 16, 30 мм.

Предназначен для life-science лаборатории, работающей в области биохимии, клеточной и молекулярной биологии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон регулирования оборотов 400 - 3500 об./мин
- Диапазон регулирования времени 0-60 мин/непрерывно
- Орбита перемешивания 4 мм
- Максимальная нагрузка 200 г
- Время непрерывной работы (макс.) 8 ч
- Внешний блок питания AC/AC 12V, 1 A
- Габаритные размеры 145x170x180 мм
- Вес, не более 2,9 кг

Платформы

- SV-4/30** для 4 пробирок с внешним диаметром 30 мм (50 мл);
- SV-10/10** для 10 пробирок с внешним диаметром 12 мм (10 мл);
- SV-16/8** для 16/8/8 пробирок (1.5/0.5/0.2 мл);
- SV-8/15** для 8 пробирок с внешним диаметром 16 мм (15 мл).



SV-16/8



SV-10/10



SV-4/30



SV-8/15

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>