

PSU-2T


Мини-шейкер для иммунологии



Шейкер PSU-2T обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах и других тест-планшетах. Шейкер компактен и удобен в работе, занимает мало места на рабочем столе. Шейкер предназначен для иммунологического анализа. Идеален для индивидуального использования. Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температурах от +5°C до +40°C.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон регулирования скорости 150-1000 об./мин
- Цифровой таймер 1 мин - 23 ч, 59 мин
- Орбита 2 мм
- Платформы:
 - Платформа **IPP-2** для 2 иммунопланшетов (включена в стандартную комплектацию)
 - Дополнительная платформа **IPP-4** для 4 иммунопланшетов
- Размеры 220x205x90 мм
- Вес, не более 2,5 кг
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 500 мА



IPP-4

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru, <http://www.moslabo.ru/>