

UVR-M Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха

Новинка! BIOFORM дизайн

UVR-M применяется для ультрафиолетовой дезинфекции воздуха различных помещений, а именно: исследовательские лаборатории, комнаты приема пациентов, операционные в больницах, ветеринарных клиниках, а так же в пищевой промышленности. Прибор обладает профилактической эффективностью во время эпидемии гриппа и других респираторных вирусных заболеваний. Полная защита от воздействия прямого ультрафиолетового излучения.

Прибор сертифицирован Министерством здравоохранения РФ.



Спецификация

- Удобное настенное размещение,
- Эффективность очистки при непрерывной работе до 90% на цикл
- 25 Вт УФ безозонная бактерицидная лампа (Philips)
- Производительность до 25 м³/ч
- Штатив UVR-S по отдельному заказу
- Размеры 665x130x110 мм
- Вес, не более 3.9 кг
- Питание 230 В, 50 Гц или 115 В, 60 Гц



Штатив UVR-S

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru, <http://www.moslabo.ru/>