



UVT-S УФ-бокс для проведения ПЦР

Эта модель сконструирована для размещения большого количества единиц лабораторного оборудования и принадлежностей внутри бокса. Общая площадь рабочей поверхности бокса превышает в 2 раза площадь традиционной модели UVC/T-M-AR ПЦР бокса, что обеспечивает более комфортное и удобное проведение работ.

UVT-S бокс поставляется в комплекте с УФ-рециркулятором воздуха, который производит дезактивацию ДНК и защищает пользователя от прямых УФ-лучей во время работы.

Для полного обеззараживания рабочего пространства бокса, требуется предварительная дезинфекция спиртовым раствором или раствором перекиси водорода.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Автоматическое отключение открытого УФ света при открытой дверце
- УФ лампа 2 x 30 Вт, бактерицидная (Philips)
- Тип излучения Ультрафиолет (253,7 нм), без озона
- УФ-рециркулятор 1 x 30 Вт (эффективность более 99% за цикл)
- Лампа дневного света 1 x TLD-30 Вт для освещения рабочей поверхности бокса
- Таймер УФ облучения 1 мин - 24 ч
- Размер рабочей поверхности 1200x520 мм
- Тип стекла Euroglass (Германия)
- Толщина передней стенки 8 мм
- Толщина боковых стенок 4 мм
- Толщина защитного экрана 5 мм
- Тип УФ-защитной пленки 4 MIL CLEAR
- Светопропускание 95%
- Защита от ультрафиолета 96%
- Стол для установки бокса **T-4L**
- Встроенные сетевые розетки 3 шт. 3А, 115/230 В, 50/60 Гц
- Размеры 1245x585x585 мм
- Размеры рабочей поверхности 1200x520 мм
- Вес, не более 58 кг
- Питание 230 В, 50 Гц, 150 Вт



T-4L

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>