



V-1 plus Персональный вортекс

Вортекс V-1 plus предназначен для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках. Принцип работы основан на действии виброэксцентрика на пробирку.

Вортекс работает в 2-ух режимах:

- 1) непрерывный;
- 2) импульсный, (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса).

Спецификация

- Диаметр орбиты 4 мм
- Диапазон регулирования скорости 750-3000 об./мин
- Для пробирок объемом 1.5-50 мл
- Максимальный объем перемешивания 30 мл
- Размеры 90x150x80 мм
- Вес, не более 1,1 кг
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 500 мА

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru, <http://www.moslabo.ru/>