



V-32 Мульти-вортекс

Мульти-вортекс V-32 предназначен для интенсивного перемешивания бактериальных и дрожжевых клеток, отмыва их от питательной среды и для экстракции метаболитов и ферментов из клеток и клеточных культур.

Вортекс может использоваться при:

- Проведении различных операций с ДНК-депротеинизации комплексов ДНК/белок;
- Очистке низкомолекулярных фрагментов ДНК/РНК при проведении ПЦР-диагностики.

Универсальный вортекс с разными насадками. Вместе с прибором поставляется в комплекте 32-х местная универсальная платформа **PV-23** для пробирок типа Эппендорф (1.5/0.5/0.2 мл - 16/8/8 гнезд) и насадка **PL-1** для перемешивания одной пробирки объемом до 15 мл, а дополнительная платформа **PV-6/10** для 10 пробирок объемом до 10 мл (макс. диаметр пробирки 15 мм) по отдельному заказу.

Мульти-вортекс работает в двух режимах: непрерывном и импульсивном.

Спецификация

- Диапазон регулирования скорости 500-3000 об./мин.
- Время ускорения 3 с.
- Орбита перемешивания 2 мм
- Размеры 120x180x100 мм
- Вес, не более 1,5 кг
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 500 мА



ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>