



WB-4MS Водяная баня-термостат

Водяная баня – термостат WB-4MS предназначена для проведения химических, фармацевтических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в пределах от температуры окружающей среды до 100°C.

Модель WB-4MS обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до 0,1°C) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов 250–1000 об/мин).

Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты и современный дизайн позволяют широко использовать термостат в практике.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Бесшумен в работе,
- Крышка из пластика и нержавеющей стали,
- Цифровая установка температуры,
- Диапазон регуляции температуры +25°C ... +100°C,
- Стабильность температуры 0.1°C,
- Независимый таймер 1 мин–96 ч,
- Ванна из нержавеющей стали объемом 4 л,
- Дисплей ЖК,
- Размеры 340x270x235 мм,
- Рабочий объём 235x135x110 мм,
- Вес, не более 3,6 кг,
- Питание 220/240 В, 50/60 Гц; 600 Вт макс.



Платформа VP-1

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru , <http://www.moslabo.ru/>