

## Промышленные ведра



Промышленные ведра для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Ручка из металла.

- ▶ Из белого линейного полиэтилена низкой плотности
- ▶ Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- ▶ Со сливом

Промышленные ведра с металлической ручкой

Объём л	Ø мм	Высота мм	№ арт.		
9	280	250	2308-0900	N3	
12	300	280	2308-1200	N3	
17	340	310	2308-1700	N3	

## Лабораторные ведра



Лабораторные ведра для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Ручка из металла.

- ▶ Из белого ПЭ
- ▶ Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- ▶ Со сливом

Лабораторные ведра

Объём л	Ø мм	Высота мм	№ арт.		
10	290	280	2306-0010	N3	
15	320	340	2306-0015	N3	

## Ведра из ПЭВП



Ведра из ПЭВП для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Ручка из пластика.

- ▶ Из ПЭВП, чёрные или белые
- ▶ Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- ▶ Со сливом
- ▶ Ведра из ПЭВП, чёрные, не рекомендуется использовать для пищевых продуктов

Ведра из ПЭВП

Объём л	Цвет	Ø мм	Высота мм	№ арт.		
10,5	Чёрный	286	289	2307-0010	N3	
10,5	Белый	286	283	2307-0011	N3	
17	Чёрный	330	315	2307-0017	N3	
17	Белый	330	315	2307-0018	N3	