

Канистры из ПЭВП



Навинчивающаяся крышка со спускным краном, аксессуар

Канистры для хранения и транспортировки (с допуском ООН для транспортировки) с оригинальной крышкой.

- ▶ ПЭВП
- ▶ С допуском ООН для транспортировки (см. стр. 269)
- ▶ Навинчивающуюся крышку со спускным краном можно приобрести в качестве аксессуара

Скидка на крупную закупку

Канистры из ПЭВП

Объём л	Д x Ш x В мм	Вес г	Внутр. ø горлышка мм	Резьбовое соединение	Цвет	Допуск ООН			
2,5	153 x 115 x 208	125	34,8	DIN45	прозрачный	3Н1/Y1.6/150			
5	190 x 145 x 251	250	40,5	DIN50	прозрачный	3Н1/X1.9/250			
10	230 x 190 x 310	450	40,5	DIN50	прозрачный	3Н1/X1.9/250			
20	290 x 246 x 385	950	48,5	DIN60	синий	3Н1/X1.9/250			
30	320 x 284 x 435	1250	48,5	DIN60	синий	3Н1/X1.9/250			

Принадлежности

Описание	№ арт.
Навинчивающаяся крышка со спускным краном DIN45	1427-9101 N3
Навинчивающаяся крышка со спускным краном DIN50	1427-9102 N3
Навинчивающаяся крышка со спускным краном DIN60	1427-9100 N3
Оригинальная навинчивающаяся крышка DIN45	1427-9107 N3
Оригинальная навинчивающаяся крышка DIN50	1427-9105 N3
Оригинальная навинчивающаяся крышка DIN60	1427-9106 N3