

Канистры с широким горлышком, с резьбовым соединением или без него

Канистры с очень широким заправочным отверстием (88 мм), простая внутренняя очистка, что особенно важно при хранении чувствительных веществ. Ручка и навинчивающаяся крышка обеспечивают надежную и удобную транспортировку. Канистры очень хорошо использовать также в качестве канистр для отстаивания. К подключению непосредственно над днищем можно подключить спускной кран или другие аксессуары с резьбой 3/4".

- ▶ Прозрачный ПЭВП
- ▶ Устойчивость к УФ-излучению
- ▶ В качестве принадлежности имеется синяя литровая шкала и спускной кран



Канистры с широким горлышком, с резьбовым соединением или без него



| Исполнение | Объём л | Ширина мм | Глубина мм | Высота мм | Ø вентиляционного отверстия мм | № арт. |
|------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| без резьбового соединения | 5 | 130 | 290 | 280 | 18 | 0431-0005 N3 |
| без резьбового соединения | 10 | 137 | 310 | 400 | 18 | 0431-0010 N3 |
| без резьбового соединения | 20 | 165 | 365 | 485 | - | 0431-0020 N3 |
| без резьбового соединения | 30 | 240 | 365 | 485 | - | 0431-0030 N3 |
| с резьбовым соединением 3/4" | 5 | 130 | 290 | 280 | 18 | 0431-1005 N3 |
| с резьбовым соединением 3/4" | 10 | 137 | 310 | 400 | 18 | 0431-1010 N3 |
| с резьбовым соединением 3/4" | 20 | 165 | 365 | 485 | - | 0431-1020 N3 |
| с резьбовым соединением 3/4" | 30 | 240 | 365 | 485 | - | 0431-1030 N3 |

Принадлежности

| Описание | № арт. |
|---|--------------|
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 5 л | 0431-9051 N3 |
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 10 л | 0431-9011 N3 |
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 20 л | 0431-9021 N3 |
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 30 л | 0431-9031 N3 |
| Спускной кран «СтопКок» (StopCock) (см. стр. 42) | 0525-1000 N4 |
| Спускной кран «Компакт» (Compack) (см. стр. 43) | 0530-1000 N4 |
| Колпачок для 3/4" | 0600-0090 N4 |