

Подставки для воронок

Прочная и устойчивая подставка для воронок, устойчива к химикалиям и механическим воздействиям, имеет плавную регулировку высоты.

Подставка для воронок совместима с любыми воронками диаметром от 40 до 180 мм. Для небольших воронок можно применять держатели с адаптерами.

Подставки для воронок можно прекрасно использовать и в качестве подставок для фильтрования.

Благодаря инновационной магнитной концепции нет необходимости в зажимных винтах, держатели воронок можно просто, гибко и с помощью одной руки регулировать по высоте. С помощью соответствующих аксессуаров лабораторную подставку можно гибко адаптировать, например, с применением дополнительных держателей воронок или крепления для ячейки Имхоффа (см. стр. 214). Кроме того, подставка для воронок может быть преобразована в подставку для пипеток (см. стр. 227).

- ▶ ПП, хромированная сталь
- ▶ Плавная регулировка высоты благодаря инновационной магнитной концепции
- ▶ Регулируемая высота до 450 мм
- ▶ Для воронок Ø 40–180 мм
- ▶ Другие подставки для воронок предлагаются в качестве аксессуаров



Подставка с двумя держателями воронок и двумя адаптерами. Компактный дизайн с двумя практичными площадками.



Подставка с четырьмя держателями воронок и четырьмя адаптерами. Очень стабильная опора предлагает площадки для четырёх ёмкостей и обеспечивает абсолютную устойчивость.



Подставка для двух воронок

№ арт.
9622-0200 N4

Принадлежности

Описание	№ арт.
Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров	9622-0001 N4
Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм	7118-2001 N4

Подставка для четырёх воронок

№ арт.
9622-0400 N4

Принадлежности

Описание	№ арт.
Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров	9622-0001 N4
Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм	7118-2001 N4
Сменный набор подставки для пипеток, двух тарелок/одного поддона	9630-0100 N4