

Лабораторные бутылки из ПЭТ, стерильные

Лабораторные бутылки из поликарбоната



Лабораторные бутылки стерильные для лабораторного и промышленного использования. Хорошая видимость продукта через прозрачный ПЭТ. Занимают минимум места и абсолютно герметичны. Идеально подходят для упаковки и хранения жидкостей.

- ▶ Стерильные, SAL 10^{-3} (соответствуют стандартам ISO 11137)
- ▶ Прозрачный ПЭТ
- ▶ С оригинальной крышкой
- ▶ С рельефной градуировкой

Высококачественная универсальная бутылка из поликарбоната. Небьющаяся при комнатной температуре. Крышка легко отвинчивается, обеспечивает аккуратность в работе, с рельефной шкалой объема.

- ▶ Прозрачный поликарбонат, стерилизуются
- ▶ С навинчивающейся крышкой из ПП
- ▶ Гарантируемая герметичность
- ▶ С рельефной градуировкой

Лабораторные бутылки из ПЭТ, стерильные



Объем мл	Д x Ш мм	Высота с крышкой мм	Внутр. ø горлышка мм	№ арт.	
125	53 x 53	105	32	0370-0125	N3
250	64 x 64	132	32	0370-0250	N3
500	76 x 76	173	32	0370-0500	N3
1000	96 x 96	212	32	0370-1000	N3

Лабораторные бутылки из поликарбоната



Объем мл	Д x Ш мм	Высота с крышкой мм	Внутр. ø горлышка мм	Ø резьбы мм	№ арт.	
125	55 x 55	109	28	37	0316-0125	N2
250	61 x 61	145	28	37	0316-0250	N2
1000	95 x 95	218	28	37	0316-1000	N2
2000	116 x 116	275	39	53	0316-2000	N2