

Морозильники фирмы GFL успешно



6485 Вертикальный морозильник объемом 500 литров, с системой хранения и тремя дополнительными промежуточными полками

Программа производства морозильников компании GFL включает горизонтальные и вертикальные морозильники с объемом рабочей камеры от 30 до 500 литров. Производится двенадцать типов горизонтальных морозильников шести объемов и шесть видов вертикальных морозильников трех объемов. Изделия обеих групп рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до + 28 °С и охлаждение до температуры от 0 °С до -40 °С и от -50 °С до -85 °С.

■ Органические вещества, требующие длительного хранения, нередко оказываются невозместимыми в случае порчи. Следовательно, для их сохранности нужна соответствующая температура. Только проверенные и стабильно работающие в режиме длительной эксплуатации морозильники гарантируют надежную защиту и сохранность таких материалов, как клеточные линии и ткани человека, животных и растений, кровь и ее фракции, вакцины и эталонные штаммы микроорганизмов, таких, как бактерии, дрожжи, вирусы и грибки.

Обширный список рекомендаций с отзывами более чем 1400 известных пользователей морозильников GFL в одной только Германии подтверждает наличие потребительского спроса на качество, безопасность, надежность, долговечность и практическую функциональность. Все эти качества, на которые полагаются научно-исследовательские институты, университеты, больницы, банки крови, фармацевтические концерны и химические предприятия, присущи изделиям GFL. Ряд организаций использует сразу несколько морозильников GFL.

Наши морозильники нередко используют для испытаний разнообразных материалов, например, для проверки качества пластмасс и клеящих веществ, красок и лаков, подшипников и дорожных покрытий.

Горизонтальные и вертикальные морозильники GFL служат более чем в 80 странах мира.