

Канистры компактные | Вмещают больше, но занимают меньше места на полке



- ▶ С резьбовым соединением 3/4" или без него
- ▶ Из прозрачного ПП
- ▶ С оригинальной крышкой
- ▶ Канистры (без крана) можно стерилизовать
- ▶ С рельефной неразрушимой литровой шкалой
- ▶ Подставка-держатель канистры из алюминия для устойчивости в качестве аксессуара (только для канистр на 5 л)
- ▶ Спускной кран «СтопКок» (StopCock) с поворачивающимся носиком и спускной кран «Компакт» (Compact), для канистр с резьбовым соединением 3/4", предлагается в качестве аксессуара

Канистры компактные

Исполнение	Объём л	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Ø горлышка мм	№ арт.
Без резьбового соединения	5	65	335	335	41	0435-1050 N4
С резьбовым соединением 3/4"	5	65	335	335	41	0435-2050 N4
Без резьбового соединения	10	125	335	335	41	0435-1100 N4
С резьбовым соединением 3/4"	10	125	335	335	41	0435-2100 N4

Принадлежности

Описание	№ арт.
① Опора для двух компактных канистр (только для канистр на 5 л)	0435-9102 N4
① Опора для трех компактных канистр (только для канистр на 5 л)	0435-9103 N4
② Вентиляционная навинчивающаяся крышка	0435-9200 N4
③ Спускной кран «СтопКок» (StopCock) (см. стр. 42)	0525-1000 N4
④ Спускной кран «Компакт» (Compact) (см. стр. 43)	0530-1000 N4
Колпачок для 3/4"	0600-0090 N4
⑤ Компактный набор состоит из компактной канистры и спускного крана «Компакт» 5 л	0435-3000 N4
⑥ Компактный набор состоит из компактной канистры и спускного крана «СтопКок» 5 л	0435-0001 N4
⑦ Компактный набор состоит из компактной канистры и спускного крана «Компакт» 10 л	0435-3010 N4
⑧ Компактный набор состоит из компактной канистры и спускного крана «СтопКок» 10 л	0435-0010 N4