

Стерильный пинцет, детектируемый



Одноразовые пинцеты подходят для высокоточных работ в лаборатории. Они идеальны для захвата, удержания и перемещения небольших предметов, например, тонких тканей, малых объектов или твёрдых проб.

- ▶ Полистирол детектируемый, синий
- ▶ Индивидуальная упаковка и стерилизация
- ▶ Для однократного использования
- ▶ Изготовлены в чистой комнате (класс чистой комнаты 7)
- ▶ В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA
- ▶ Общая длина 130 мм

Стерильный пинцет, детектируемый

| Форма | Штук в упаковке | № арт. | |
|----------------------------|-----------------|-----------|----|
| остроконечный/закруглённый | 100 | 5378-1060 | N4 |
| остроконечный | 100 | 5378-1061 | N4 |
| широкий наконечник | 100 | 5378-1062 | N4 |

Пинцеты из нержавеющей стали



- ▶ Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
- ▶ Рифление на концах и ручке для удобного использования

| Пинцет из нержавеющей стали, остроконечный, закруглённой формы | | № арт. | |
|--|--|-----------|----|
| Общая длина мм | | | |
| 105 | | 5386-0100 | N4 |
| 130 | | 5386-0102 | N4 |
| 160 | | 5386-0104 | N4 |
| Пинцет из нержавеющей стали, тупоконечный, прямой формы | | № арт. | |
| Общая длина мм | | | |
| 105 | | 5386-0300 | N4 |
| 130 | | 5386-0302 | N4 |
| 160 | | 5386-0304 | N4 |
| Пинцет из нержавеющей стали, остроконечный, прямой формы | | № арт. | |
| Общая длина мм | | | |
| 105 | | 5386-0200 | N4 |
| 130 | | 5386-0202 | N4 |
| 160 | | 5386-0204 | N4 |