

## Универсальные ёмкости для хранения



Практичные ёмкости для хранения с закрытыми ручками-прихватками для надежной транспортировки сыпучего или жидкого содержимого. Округленные внутренние грани и гладкая внутренняя поверхность для легкой очистки обеспечивают возможность их использования с пищевыми продуктами.

- ▶ Из белого ПЭВП
- ▶ Можно штабелировать

**⚠ Внимание! Принимайте во внимание «Информацию о химической устойчивости материалов»!**

### Универсальные ёмкости для хранения

| Объём л | Внешн. размеры верхн. канты Д х Ш х В мм | Внутр. размеры Д х Ш х В мм | № арт.       |
|---------|--|-----------------------------|--------------|
| 29      | 660 x 450 x 130                          | 600 x 400 x 120             | 3418-0129 N2 |
| 48      | 660 x 450 x 220                          | 600 x 400 x 210             | 3418-0148 N2 |
| 94      | 660 x 450 x 410                          | 600 x 400 x 400             | 3418-0194 N2 |

### Принадлежности

| Описание   | № арт.       |
|--|--------------|
| Крышка для универсальных ёмкостей для хранения, белый полистирол | 3418-0001 N2 |

## Ёмкости для хранения и штабелирования



Крышки к ёмкостям для хранения и штабелирования 400x300

Прочные ёмкости для хранения из ПП с ребрами жёсткости

- ▶ Диапазон рабочих температур от - 40 °С до +90 °С
- ▶ Соответствуют евро-стандартам
- ▶ Дополнительно можно приобрести крышки и транспортные тележки.



Транспортные тележки

### Ёмкости для хранения и штабелирования

| Объём л | Внешн. размеры верхн. канты Д х Ш х В мм | Внутр. размеры Д х Ш х В мм | № арт.       |
|---------|--|-----------------------------|--------------|
| 11      | 400 x 300 x 120                          | 367 x 267 x 116             | 3414-0111 N2 |
| 17      | 400 x 300 x 180                          | 367 x 267 x 176             | 3414-0117 N2 |
| 23      | 400 x 300 x 220                          | 367 x 267 x 216             | 3414-0120 N2 |
| 23      | 600 x 400 x 120                          | 567 x 367 x 114             | 3414-0123 N2 |
| 38      | 600 x 400 x 180                          | 567 x 367 x 176             | 3414-0138 N2 |
| 45      | 600 x 400 x 220                          | 567 x 367 x 216             | 3414-0148 N2 |
| 64      | 600 x 400 x 320                          | 567 x 367 x 316             | 3414-0164 N2 |
| 80      | 600 x 400 x 420                          | 567 x 367 x 416             | 3414-0181 N2 |

### Принадлежности

| Описание   | № арт.       |
|--|--------------|
| Крышки к ёмкостям для хранения и штабелирования 400 x 300 мм | 3414-0001 N2 |
| Крышки к ёмкостям для хранения и штабелирования 600 x 400 мм | 3414-0002 N2 |

### Транспортные тележки

| Исполнение       | № арт.       |
|------------------|--------------|
| для 600 x 400 мм | 3414-9900 N2 |