

Бутыли для реактивов с узким горлышком



Бутыли общего назначения для хранения, упаковки, отбора проб, и транспортировки жидкостей.

- ▶ Прозрачный ПЭВП
- ▶ Оригинальная навинчивающаяся крышка, ПП, синяя

Скидка на крупную закупку

Бутыли для реактивов с узким горлышком

| Объём мл | Д x Ш мм | Высота без крышки мм | Ø резьбы мм | Внутр. ø горлышка мм | № арт. |
|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 100 | 45 x 45 | 108 | 32 | 17 | 0340-0100 N3 |
| 250 | 60 x 60 | 136 | 32 | 17 | 0340-0250 N3 |
| 500 | 74 x 74 | 170 | 32 | 17 | 0340-0500 N3 |
| 1000 | 85 x 85 | 221 | 32 | 17 | 0340-1000 N3 |
| 2500 | 122 x 122 | 272 | 45 | 28 | 0340-2500 N3 |

