

## Дозирующие насосы «Доси-Памп» (Dosi-Pump)




① «Доси-Памп» (Dosi-Pump), 4 мл  
Стандартное дозирование примерно 4 мл/такт.




② «Доси-Памп» (Dosi-Pump), 30 мл  
Стандартное дозирование примерно 30 мл/такт.



③ «Доси-Памп» (Dosi-Pump), 30 мл, устойчивый слив  
Стандартное дозирование примерно 30 мл/такт, с устойчивым сливом.



④ «Доси-Памп» (Dosi-Pump), 100 мл, устойчивый слив  
Стандартное дозирование примерно 100 мл/такт, с устойчивым сливом.



⑤ «Доси-Памп» (Dosi-Pump), 250 мл, устойчивый слив  
Стандартное дозирование примерно 250 мл/такт, с устойчивым сливом.

Дозирующие насосы предназначены для канистр, бутылей, бочек или баллонов, для перекачивания жидкостей различной вязкости.

Дозирующие насосы устанавливаются на горлышко ёмкости (смотрите таблицу с размерами отверстий). Для этого высверливается соответствующее отверстие, насос вставляется и прикручивается снизу.

В объём поставки не входит соединительный узел для монтажа на ёмкость с отверстием.

- ▶ Материалы, вступающие в непосредственный контакт с жидкостью: ПП, ПЭ и нержавеющая сталь

### Дозирующие насосы «Доси-Памп» (Dosi-Pump)

	Объём такта мл	Ø отверстия мм	Глубина погружения см	№ арт.	№3
①	4	21	25	5607-1004	N3
②	30	28,5	38,5	5607-2030	N3
③	30	22	33,5	5607-3030	N3
④	100	28,5	29,5	5607-4100	N3
⑤	250	28,5	41,5	5607-5250	N3

