

Промышленные ведра



Промышленные ведра для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Ручка из металла.

- Из белого линейного полиэтилена низкой плотности
- Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- Со сливом

Лабораторные ведра



Лабораторные ведра для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Ручка из металла.

- Из белого ПЭ
- Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- Со сливом

Ведра из ПЭВП



Ведра из ПЭВП для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Ручка из пластика.

- Из ПЭВП, чёрные или белые
- Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- Со сливом
- Ведра из ПЭВП, чёрные, не рекомендуется использовать для пищевых продуктов

Промышленные ведра с металлической ручкой



Объём л	Ø мм	Высота мм	№ арт.
9	280	250	2308-0900 N3
12	300	280	2308-1200 N3
17	340	310	2308-1700 N3

Лабораторные ведра



Объём л	Ø мм	Высота мм	№ арт.
10	290	280	2306-0010 N3
15	320	340	2306-0015 N3

Ведра из ПЭВП



Объём л	Цвет	Ø мм	Высота мм	№ арт.
10,5	Чёрный	286	289	2307-0010 N3
10,5	Белый	286	283	2307-0011 N3
17	Чёрный	330	315	2307-0017 N3
17	Белый	330	315	2307-0018 N3