



Inert Loop B-295

Безопасное распыление органических растворов

Инертный контур – превосходное средство, позволяющее распылительным сушилкам Mini Spray Dryer B-290 и Nano Spray Dryer B-90 безопасно работать с органическими растворителями. Кроме того, благодаря своему принципу действия он экономит ресурсы и является экологически безопасным.




Безопасность

Безопасная распылительная сушка составов на основе органических растворителей



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Малый расход инертного газа



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Замкнутый контур является экологически безопасным и позволяет свести к минимуму загрязнение

В-295: Ваши основные преимущества



Безопасность

- Используйте распылительные сушилки BUCHI для безопасной работы с органическими растворителями
- Взрывозащищенность распылительной сушики благодаря атмосфере инертного газа
- Предотвращение взрывоопасных условий благодаря контролю кислорода и давления
- Возможность комбинирования с Dehumidifier В-296 (Осушитель воздуха) для работы со смесями растворителей и воды



Экономичность

- Малый расход инертного газа
- Восстановление органических растворителей
- Быстрая установка
- Экономия пространства благодаря возможности перемещения на колесиках



Экологичность

- Замкнутый контур позволяет свести к минимуму загрязнение и защищает окружающую среду
- Контур охлаждения восстанавливает органические растворители ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Предотвращение повреждения прибора при работе с органическими растворителями

Расширьте возможности Вашей лаборатории



Mini Spray Dryer
В-290

Лучшая в мире лабораторная распылительная сушилка



Nano Spray Dryer
В-90

Распылительная сушилка для образцов небольшого объема и частиц



Encapsulator
В-395 Pro

Точное и стерильное производство капсул и капель



Dehumidifier
В-296

Воспроизводимый сушащий воздух для распылительной сушилки