

■ Prospenser

Диспенсер-насадка на бутылку с клапаном,
предохраняющим от утечек

Дозатор-диспенсер Prospenser разработан для точного и безопасного разлива жидкостей из бутылей, в том числе, сильных кислот, щелочей и растворов. В число особых функций входят удобный механизм для калибровки и клапан высокой точности для повышения точности и удобства работы.

- Дозирование напрямую из бутылей с раствором
- Удобный калибровочный механизм
- Полностью автоклавируемый в течение 20 минут при 121 °С и давлении 2 бар
- Точность дозирования $\pm 0,3\%$
- Химически-устойчивая трубка для подачи жидкости
- Прецизионный клапанный механизм высокой точности обеспечивает лёгкое наполнение и минимум отходов, предотвращая вытекание жидкости обратно в резервуар
- Удобный механизм установки объёма для воспроизводимого дозирования
- В отличие от остальных диспенсеров-насадок стеклянный сосуд диспенсера Prospenser может отсоединяться от основания для выполнения тщательной чистки
- Широкий ассортимент адаптеров, входящих в комплект, позволяет устанавливать дозатор на бутылки наиболее распространённых размеров
- Дополнительная гибкая трубка для розлива позволяет быстро и безопасно дозировать жидкость даже в узкие пробирки
- Все диспенсеры изготавливаются в соответствии со стандартами ISO9002 и поставляются вместе с индивидуальными сертификатами о калибровке.

Простой калибровочный механизм.



Боросиликатный стеклянный сосуд защищён прозрачным полипропиленовым рукавом

Поршень из PTFE легко снимается для очистки и обеспечивает плавное движение

Химически-устойчивая трубка для подачи жидкости

Прецизионный клапанный механизм высокой точности обеспечивает наполненность диспенсера в течение всего дня

Розлив без образования пузырей
Кран клапана, предохраняющего от утечек

Доступны наборы адаптеров



Дополнительная гибкая трубка для розлива

- Позволяет быстро и безопасно дозировать раствор в узкие пробирки



■ Информация для заказа и рабочие характеристики

Prospenser

Номер по каталогу	Наименование	Дискретность	Максимальный объём	Точность (%)	Воспроизводимость (%)
723049	Prospenser 0.01 – 2.5 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм)	0.05 мл	2.5 мл	0.3	0.1
723050	Prospenser 0.1 – 5 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм)	0.1 мл	5 мл	0.3	0.1
723051	Prospenser 0.2 – 10 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм)	0.2 мл	10 мл	0.3	0.1
723052	Prospenser 1 – 30 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм)	1.0 мл	30 мл	0.3	0.1
723053	Prospenser 1 – 50 мл (с адаптерами диаметром 38, 40 и 45 мм)	1.0 мл	50 мл	0.3	0.1
721998	Гибкая удлинительная трубка				