

## ■ Руководство по выбору дозатора

Вы ищете инструмент для стерильной работы? Или дозатор, который сможете самостоятельно калибровать? А может быть, Вам необходим очень легкий и эргономичный инструмент? Или же Вам требуется дозатор с определенным режимом дозирования, чтобы ускорить вашу работу? Информация, приведенная в таблицах ниже, поможет вам выбрать тот инструмент, который лучше всего будет отвечать Вашим потребностям.

### Электронные и механические дозаторы

Характеристики	Электронные дозаторы	Механические дозаторы
Высокая эргономичность	✓	
Самая быстрая скорость дозирования	✓	
Результаты, не зависящие от квалификации пользователя	✓	
Широкий спектр режимов дозирования	✓	
Полная автоклавируемость		✓
Самостоятельная калибровка пользователем	✓ <sup>1</sup>	✓

1) Только Picus® и Picus® NxT

### Механические дозаторы

Характеристики	mLINE®	Proline® Plus	Proline®
Самые эргономичные	✓		
Усилие при дозировании <sup>1</sup>	12 Н	15 Н	20 Н
Полная автоклавируемость	✓	✓	
Установка наконечников при помощи механизма	все модели	только многоканальные модели	
Optiload	77 г	82 г	84 г
Вес <sup>1</sup>	✓	✓	✓
Защитные фильтры	✓		
Устройство сброса фильтра	✓	фиксируется после защелкивания	фиксируется после защелкивания
Блокировка объема	✓	✓	
Цветовая маркировка дозаторов	✓		
Разноцветные колпачки для маркировки	✓		
Идентификационные ярлыки	✓	✓	✓
Гарантия на 2 года			

1) Одноканальные модели на 1000 мкл

### Электронные дозаторы

Характеристики	Picus® NxT	Picus®	eLINE®
Самые эргономичные	✓	✓	
Вес <sup>1</sup>	100 г	100 г	170 г
Длина <sup>1</sup>	210 мм	210 мм	
Диапазон объемов, одноканальные	0.2 мкл - 10 мл	0.2 мкл - 10 мл	0.1 мкл - 5 мл
Диапазон объемов, многоканальные	0.2 мкл - 1.2 мл	0.2 мкл - 1.2 мл	0.2 мкл - 1.2 мл
Возможность выбрать язык меню <sup>2</sup>	5	5	1
Режимы дозирования	8	8	7
Дополнительные режимы	7	6	3
Повторная продувка (дополнительный режим)	✓		
Отслеживатель заполнения микропланшета	✓	✓	
Дополнительное место в памяти устройства (для хранения программ)	10	10	6
Информация по сервисному обслуживанию и периодичности калибровок	✓	✓	
Защита паролем	✓		
Сертификат о высокоточной 3-точечной калибровке	✓		
Электронный сбрасыватель наконечников	✓	✓	✓
Самостоятельная калибровка пользователем	✓	✓	
Клавиша быстрого доступа для быстрого перехода к сохраненным программам	✓	✓	
Защитные фильтры	✓	✓	✓
Автоклавируемые нижние части	✓	✓	✓
Механизм Optiload в многоканальных моделях	✓	✓	✓
Цветовая маркировка дозаторов	✓	✓	✓
Гарантия на 2 года	✓	✓	✓

1) Одноканальные модели на 300 мкл

2) Английский, французский, немецкий, китайский и русский языки