

# Вертикальные / горизонтальные морозильники



**6345** Горизонтальный морозильник, 500 литров

## ■ Наружный корпус с порошковым покрытием

Наружный корпус изготовлен из электролитически оцинкованного стального листа с порошковым покрытием.

Для транспортировки к месту использования, а также для мобильности, все морозильники укомплектованы сдвоенными направляющими роликами, два из которых могут быть заблокированы (самоориентирующиеся ролики в моделях 6441 и 6481).

## ■ Контролируемый доступ

Крышки горизонтальных и двери вертикальных морозильников запираются для защиты от несанкционированного изъятия материалов. Удобная панель управления защищена от несанкционированного доступа выключателем с ключом безопасности. Это позволяет исключить непреднамеренное изменение установок температуры.

