

Вставки для пробирок, воронок, химических стаканов



Е 103/1 Вставка 1/4

- Для около 200 пробирок размерами до 12 x 75 мм
- Разделена на 6 отделений, включает верхнюю крышку А 13
- Ширина ячейки 8 x 8 мм
- В 102 (122), Ш 200, Г 320 мм

Е 104/1 Вставка 1/4

- Как Е 103/1, но для пробирок размером до 12 x 105 мм
- Ширина ячейки 8 x 8 мм
- В 132 (152), Ш 200, Г 320 мм

Е 105/1 Вставка 1/4

- Как Е 103/1, но для пробирок размером до 12 x 165 мм
- Ширина ячейки 9 x 9 мм
- В 192 (212), Ш 200, Г 320 мм

Е 139/1 Вставка 1/4

- Как Е 103/1, но для пробирок размером до 12 x 200 мм
- Ширина ячейки 9 x 9 мм
- В 223 (243), Ш 200, Г 320 мм



Е 149 Вставка 1/4

- Для 80 центрифужных пробирок размером до 16 x 105 мм, с крышкой
- 80 гнезд 18 x 18 мм
- Размер ячеек дна 8 x 8 мм
- В 132 (152), Ш 200, Г 320 мм



А 13 Крышка

- Для вставок Е103/1, Е104/1, Е105/1 и Е139/1
- Из нержавеющей стали
- Сетка из проволоки 1 мм
- Ширина ячейки 8 мм
- Рама по контуру из проволоки 4 мм



АК 12 Вставка 1/2

- Для размещения воронок, химических стаканов, широкогорлых стеклянных сосудов и т.д.
- В 67 (127), Ш 225, Г 442 мм



А 14 Крышка 1/4

- Для вставки АК 12
- Из нержавеющей стали
- Отверстия размером 7 x 7 мм, поперечина 3 мм
- В 20, Ш 210, Г 210 мм