

Контейнеры с широким горлышком, прямоугольной формы | прозрачные и коричневые



Широкое отверстие контейнера для удобного заполнения жидкими, порошкообразными или гранулированными продуктами, например, таблетками, капсулами, красителями, образцами и т. д. Подходит также для подарочной упаковки предметов хобби. Коричневые прозрачные контейнеры с широким горлышком особенно подходят для светочувствительного содержимого.

- ▶ Из прозрачного или коричневого ПВХ
- ▶ Из прозрачного ПЭТГ
- ▶ Навинчивающаяся крышка из ПП, уплотнение из ПЭ

Контейнеры с широким горлышком, прямоугольной формы

Материал	Объём мл	Длина мм	Ширина мм	Высота с крышкой мм	Внутр. ø горлышка мм	№ арт.			
Прозрачный ПЭТГ	50	38	38	63	23	0357-0050	N3		
Прозрачный ПЭТГ	100	46	46	75	31	0357-0100	N3		
Прозрачный ПЭТГ	200	59	59	91	41	0357-0200	N3		
Прозрачный ПЭТГ	500	80	80	111	54	0357-0500	N3		
Прозрачный ПЭТГ	1000	95	95	152	69	0357-1000	N3		
Прозрачный ПВХ	50	38	38	63	23	0355-0050	N3		
Прозрачный ПВХ	100	46	46	75	31	0355-0100	N3		
Прозрачный ПВХ	200	59	59	91	41	0355-0200	N3		
Прозрачный ПВХ	300	66	66	98	41	0355-0300	N3		
Прозрачный ПВХ	500	80	80	111	54	0355-0500	N3		
Прозрачный ПВХ	750	92	92	120	69	0355-0750	N3		
Прозрачный ПВХ	1000	95	95	152	69	0355-1000	N3		
Прозрачный ПВХ	2000	120	120	190	69	0355-2000	N3		
Коричневый прозрачный ПВХ	100	46	46	75	31	0356-0100	N3		
Коричневый прозрачный ПВХ	200	59	59	91	41	0356-0200	N3		