

Бани-шейкеры с линейным перемешиванием LSB Aqua Pro

ОПИСАНИЕ

Водяные бани-шейкеры **LSB**, с линейным перемешиванием, сочетает в себе высокоточный контроль температуры с высококачественным и износостойким перемешивающим механизмом, работающим мягко и надёжно.

Особенности:

- Высококачественный надёжный дизайн с уникальным магнитно-связанным перемешивающим механизмом для максимальной надёжности и бесшумной работы.
- Линейного встряхивания.
- Широкий спектр аксессуаров для проведения наиболее точных операций.

Доступны **LSB12** и **LSB18**, с макс. объемом 12 и 18 литров соответственно.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимальный объем жидкости	5 из 12 литров (LSB12) 8 из 18 литров (LSB18)
Минимальная рабочая глубина	60 мм
Диапазон регулирования температуры	комн. t +5 °C ... +99 °C
Равномерность распределения температуры при +70°C	±0.1°C
Стабильность температуры при 70°C	±0.1°C
Установка температуры / дисплей	Цифровая/LED
Скорость хода	20-200 об/мин (в зависимости от нагрузки)
Длина хода	20 мм
Размеры платформы	240 x 235 мм (LSB12) 420 x 235 мм (LSB18)
Размеры (Д×Ш×В)	360 x 380 x 275 мм (LSB12) 335 x 565 x 275 мм (LSB18)
Таймер	1 - 999 мин.
Потребляемая мощность	0.8 kW (LSB12) 1.4 kW (LSB18)
Сливной кран	+
Безопасность	В случае перегрева нагрев автоматически отключается
Питание	230 В

Аксессуары для бани-шейкера	LSB12	LSB18	LSB18
Квадратный контейнер-перемешиватель предназначен для быстрого равномерного перемешивания. Для равномерного перемешивания образцов необходимо использовать контейнер.	Т101	Т101	Т101
Платформа для проб (стандартная) - универсальная платформа с регулируемым уровнем для работы с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т102	Т102	Т102
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т103	Т103	Т103
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т104	Т104	Т104
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т105	Т105	Т105
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т106	Т106	Т106
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т107	Т107	Т107
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т108	Т108	Т108
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т109	Т109	Т109
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т110	Т110	Т110
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т111	Т111	Т111
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т112	Т112	Т112
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т113	Т113	Т113
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т114	Т114	Т114
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т115	Т115	Т115
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т116	Т116	Т116
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т117	Т117	Т117
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т118	Т118	Т118
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т119	Т119	Т119
Платформа для проб (специальная) - для использования с пробирками. Также подходит для использования с контейнером.	Т120	Т120	Т120

КАТ. №.

LSB12 EURO + TU12 230VAC 50/60Hz Euro вилка

LSB18 EURO + TU18 230VAC 50/60Hz Euro вилка