

T100, Термостатируемые перемешивающие бани и нагревающие термостаты



ОПИСАНИЕ

- Мультифункциональные и экономически выгодные термостатируемые бани и циркуляторы, сочетающие в себе легендарные качество и надёжность «Grant Instruments». Превосходный контроль температуры позволяет применять приборы для разных лабораторных нужд.
- Точный контроль температуры обеспечивает надёжность и безопасность экспериментов.
- Интуитивно понятное программирование и продуманный дизайн делают работу с приборами «Grant Instruments» лёгкой и предсказуемой.
- Качественная и прочная конструкция — для долгой и надёжной эксплуатации.

Применение:

Водяные бани с перемешиванием и циркуляторы фирмы Grant обеспечивают высокую точность поддержания температуры как при нагревании, так и при охлаждении и могут быть использованы в чувствительных аналитических процедурах, включая инкубацию образцов, калибровку и тестирование на контроль качества.

Примечание:

- Спецификация для T100 + 5/12 л водяная баня из пластика/нержавеющей стали (другие комбинации термостатов и водяных бань представлены на [странице](#))
- Для работы при температуре ниже окружающей среды необходимо дополнительное охлаждение - C1G

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования температуры	->
T100-P5	+15 ... 99°C
T100-P12	+5 ... 99°C
T100-ST5	+15 ... 100°C
T100-ST12	0 ... 100°C
Стабильность температуры при 70°C	±0,05°C
Равномерность температуры при 70°C	±0,1°C
Шаг установки	±0,1°C
Объем ванны	5 или 12 л
Дисплей	4 LED
Кол-во запрограм. значений температуры	3
Точки рекалибровки	2
Защита от перегрева	фиксированная
Мощность нагревателя (230 В)	1,3 кВт
Высота термостата над краем ванны	200 мм
Глубина погружения термостата от края ванны	135 мм

Диапазон	Материал	Программирование	Внешние датчики	Совместимые аксессуары	Категория
T100 - 5 л (пластиковый)	PL15	1 x GB	-	C1G (пластик)	С1G (пластик)
T100 - 12 л (пластиковый)	PL12	2 x VR	RS18	C1G (пластик)	С1G (пластик)
T100 - 5 л (нержавеющая сталь)	PL5	1 x GB	-	C1G (нержавеющая сталь)	С1G (нержавеющая сталь)
T100 - 12 л (нержавеющая сталь)	PL12	2 x VR	RS18	C1G (нержавеющая сталь)	С1G (нержавеющая сталь)

КАТ. №.

T100-P5 EURO	T100-P5 (пластиковый, 5 литров)
T100-P12 EURO	T100-P12 (пластиковый, 12 литров)
T100-ST5 EURO	T100-ST5 (нержавеющая сталь, 5 литров)
T100-ST12 EURO	T100-ST12 (нержавеющая сталь, 12 литров)