

Вортексы

Многоместные вортексы для пробирок

- Вмещают до 50 образцов одновременно
- Работают в непрерывном или установленном режиме
- Включают в комплект штатив из вспененной пластмассы для пробирок 12 мм

На наклонной передней панели находится клавишный переключатель режимов «обработка–таймер–ожидание».

Эксплуатационные особенности:

Цельный корпус из нержавеющей стали удобен в очистке. Данный вортекс — лучшее решение для точных, повторяемых результатов. Цельный корпус из нержавеющей стали разработан для удобства в очистке и легкого устранения загрязнений.

Микропроцессорное управление: обеспечивает единообразное и равномерное встряхивание.

Ручки регулятора: ручки регуляторов скорости и времени с круговой шкалой от 1 до 10.

Рабочие условия:

Температура от 4 до 40 °С, относительная влажность от 20 до 85 % без конденсации.

Применение:

Обработка взвесей, высокопроизводительные испытания в клинических, экологических и химических лабораториях.

Информация по заказу:

В комплект входит съемный адаптер питания. В комплект входит также комплект ковриков для размещения образцов в лотке и один штатив из вспененной пластмассы для пробирок 12 мм (30400239). Подробнее о дополнительных принадлежностях см. стр. 68.



Технические характеристики	
Модель	VXMTAL
Диапазон скорости*	от 1 200 до 2 400 об/мин
Таймер	от 0 до 60 секунд
Амплитуда	3,6 мм
Макс. нагрузка	4,5 кг
Режим работы	непрерывный или установленный режим
Размеры лотка (Д × Ш)	18,4 × 31,1 см
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	24,1 × 38,4 × 40,6 см
Вес в упаковке	19,1 кг
Аналоговый многоместный вортекс для пробирок	30392170

* Величина максимальной скорости зависит от нагрузки.

Принадлежности

Принадлежности для многоместных вортексов

Штативы для пробирок из вспененной пластмассы

Наименование	Вместимость, шт.	Цвет	Размеры (Д х Ш х В)	№ по каталогу
Штатив из вспененной пластмассы для пробирок 10 мм	50	серый	14 × 24,1 × 5,1 см	30400238
Штатив из вспененной пластмассы для пробирок 12 мм	50	синий	14 × 24,1 × 5,1 см	30400239
Штатив из вспененной пластмассы для пробирок 13 мм	50	желтый	14 × 24,1 × 5,1 см	30400240
Штатив из вспененной пластмассы для пробирок 16 мм (для центрифужных пробирок 15 мл)	50	зеленый	14 × 24,1 × 5,1 см	30400241
Штатив из вспененной пластмассы для пробирок 25 мм	28	белый	14 × 24,1 × 5,1 см	30400243
Штатив из вспененной пластмассы 29 мм (для центрифужных пробирок 50 мл)	15	красный	14 × 24,1 × 5,1 см	30400242
Комплект сменных ковриков для лотка	—	серый	17,8 × 30,5 × 2,5 см	30400245



Комплект для удлинения стоек

Комплект предназначен для увеличения высоты стоек многоместного вортекса, что позволяет размещать пробирки высотой до 25,4 см.

Наименование	№ по каталогу
Комплект для удлинения стоек	30400244

