

Шпатель



Универсальный инструмент для отбора, деления и смешивания паст, кремов, суспензий и т.д.

- ▶ Лезвие изготовлено из нержавеющей стали V2A (1.4301)
- ▶ Деревянная ручка

Шпатель			
Длина мм	№ арт.		
180	5313-0180 N4		
300	5313-0300 N4		

«Мини ВискоСамплер» (Mini ViscoSampler)



Для отбора проб вязких веществ, в том числе паст, донных отложений, кремов, нефти. Проба всасывается с помощью поршневого штока и поступает в контейнер для образцов. Простота очистки обеспечивает высокое качество отбираемых проб. При необходимости, в зависимости от вязкости пробы, съемная всасывающая головка пробоотборника может быть дополнительно снабжена всасывающими отверстиями от 2 до 6 мм.

- ▶ Нержавеющая сталь V4A (1.4404), уплотнения из ПТФЭ
- ▶ Можно стерилизовать
- ▶ Идеален для фармацевтических производств
- ▶ Со всасывающей головкой 2 мм
- ▶ Диаметр 15 мм



«Мини ВискоСамплер» (Mini ViscoSampler)					
Длина см	Объем камеры мл				№ арт.
60	30				5341-1060 N4
100	50				5341-1100 N4
150	75				5341-1150 N4
Принадлежности					
Описание					№ арт.
Всасывающие головки, отверстие 2 мм					5341-1002 N4
Всасывающие головки, отверстие 4 мм					5341-1004 N4
Всасывающие головки, отверстие 6 мм					5341-1006 N4
Стойка-сборник для остатков жидкости (см. стр. 52)					5618-1000 N4