



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ****Предприятие****Адрес проведения пуско-
наладочных работ****Способ отгрузки**

ЖД

Авто

Авиа

Самовывоз

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА**По техническим вопросам** ФИО, должность

Тел, e-mail

По договорным и ФИО, должность**финансовым вопросам**

Тел, e-mail

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА*ГОСТ, МВИ, РД и т.д (если МВИ является ведомственной (заводской, отраслевой и т.д.) и не является общедоступной, просим приложить к опросному листу текст методики в электронном виде) ****Нормативный документ,
в соответствии с
которым Вы
предполагаете работать****Число точек измерения****Возможность переключения потоков**

Да

Нет

СОСТАВ АНАЛИЗИРУЕМОГО ПОТОКА

(заполняется для каждой точки измерения) *

Компоненты		Поток №					Поток №				
		Концентрации					Концентрации				
№	Название	Разм.	Норм.	Min	Max	Диап.	Разм.	Норм.	Min	Max	Диап.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

*- Должны быть указаны все концентрации компонентов измеряемой среды (определяемых и неопределяемых). У определяемых компонентов укажите требуемый диапазон измерений и обведите в таблице номер этого компонента.

Периодичность выполнения
измерений, мин.

Количество точек
отбора пробы

Предполагаемое время
измерения, мин.

Период времени опроса одной
точки (количество измерений за
один цикл опроса), для каждой
точки

УСЛОВИЯ ОТБОРА ПРОБЫ (заполняется для каждой точки пробоотбора)			
	<u>Поток №</u>		<u>Поток №</u>
Температура потока, °С			
Давление в точке отбора/ возврата (абсол.бар)			
Расстояние от точки отбора до пробоподготовки, м			
Наличие подвода пробы к месту установки хроматографа	Да Нет При наличии просим указать диаметр подведенной трубки.		Да Нет При наличии просим указать диаметр подведенной трубки.
Наличие зонда для пробоотбора	Да Нет При наличии просим указать диаметр трубки, идущей от зонда.		Да Нет При наличии просим указать диаметр трубки, идущей от зонда.
Характеристика коррозионной активности	Нет Активен Равнов. Щелоч.		Нет Активен Равнов. Щелоч.
Необходимость специальных материалов	Да Нет Материал:		Да Нет Материал:
Наличие образцов и смесей для калибровки	Да Нет		Да Нет
Ведение лабораторного анализа	Да Нет		Да Нет
Место пробоотбора	На открытой площадке В неотапливаемом помещении В отапливаемом помещении		На открытой площадке В неотапливаемом помещении В отапливаемом помещении
Категория места пробоотбора			
Дополнительные сведения			

ПРОБОПОДГОТОВКА

Установка	На панели	В защитном шкафу	В шкафу с окном
Обогрев	Не требуется	Электрический	Паром

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

Связь	С распределённой системой управления		С персональным компьютером
Принтер	Не нужен	Подключение к компьютеру	
Программное обеспечение	Стандартное	Нестандартное (укажите опции на отдельном листе)	
Система управления (в случае интеграции)	Нет	Да	
Соединение с системой	MODBUS TCP (Ethernet)	MODBUS RTU (RS-485)	Иное

ПИТАНИЕ

Напряжение питания	
Максимально допустимая потребляемая мощность, Вт	
Воздух КИП	Имеется с давлением
Наличие других газов	

УСТАНОВКА ХРОМАТОГРАФА

Место установки хроматографа	На открытой площадке		В неотапливаемом помещении	В отапливаемом помещении
Размещение хроматографа	В шкафу		Другое	
Категория помещения				
Расстояние от хроматографа до ПК				
Система взаимного контроля результатов анализа двух хроматографов	Да	Нет		
Панель управления на приборе	Нет	Информационная панель		Панель управления

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Представьте, пожалуйста, краткое описание или эскиз технологического процесса.

Благодарим Вас за полное заполнение Опросного листа!