

# Водяные бани Biosan-Grant без перемешивания, серии SUB Aqua Pro

## ОПИСАНИЕ

Водяные бани **SUB Aqua Pro** произведены в соответствии с самыми высокими стандартами. Новейшие технологии в серии **SUB Aqua Pro** позволяют осуществить даже самые сложные методики, требующие высокоточного контроля температуры. Предлагаем восемь (8) моделей бань на ваш выбор, базовая платформа и пластиковая крышка включены в стандартную комплектацию.

- Диапазон регулирования температуры: от 5°C выше комнатной температуры до 99°C
- Технология Set and Forget™ («Установил и забыл») – быстрый нагрев, точный контроль температуры
- Стабильность  $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Защита от перегрева
- Защита от старта без воды и высыхания
- Три программируемых температуры
- Гарантия 3 года



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования температуры	комн. t°C + 5 до 99°C
Разрешение дисплея и шаг установки температуры	0,1°C
Стабильность температуры (DIN 12876) при 70°C	$\pm 0,2^\circ\text{C}$
Установка темп./ Регуляция энергии	Цифровая
Регулируемый пользователем сигнал перегрева	+
Защита от работы сухой бани	+
Защита от сухого старта / вываривание	+
Меняемые температурные предустановки	3
Таймер со звуковым сигналом	1 до 999 мин.
Питание	120 или 230 В

**Accessories**

	SAP2	SAP2S	SAP5	SAP12	SAP12S	SAP18	SAP18S	SAP18L	SAP18L
Capacity	2L	2L	5L	12L	12L	18L	18L	18L	18L
Temperature range	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C	5 to 99°C
Stability	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$	$\pm 0,2^\circ\text{C}$
Power	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Dimensions	100x100x100	100x100x100	150x150x150	200x200x200	200x200x200	250x250x250	250x250x250	250x250x250	250x250x250

**Optional water bath heater**

Water bath heater	Capacity	Power	Dimensions
W100	100L	1000W	100x100x100
W150	150L	1500W	150x150x150
W200	200L	2000W	200x200x200
W250	250L	2500W	250x250x250

## КАТ. №.

SAP2	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP2 US	120VAC 60Hz US вилка
-----	
SAP2S	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP2S US	120VAC 60Hz US вилка
-----	
SAP5	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP5 US	120VAC 60Hz US вилка
-----	
SAP12	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP12 US	120VAC 60Hz US вилка
-----	
SAP18	230VAC 50/60Hz Евро вилка

## Водяные бани Biosan-Grant без перемешивания, серии SUB Aqua Pro

SAP18 US 120VAC 60Hz US вилка

-----

SAP26 230VAC 50/60Hz Евро вилка

SAP26 US 120VAC 60Hz US вилка

-----

SAP34 230VAC 50/60Hz Евро вилка

SAP34 US 120VAC 60Hz US вилка

-----

SAPD 230VAC 50/60Hz Евро вилка

SAPD US 120VAC 60Hz US вилка