

Чашки, стерилизуемые



Чашки очень устойчивые, с широкой кромкой, вставляются одна в другую. Из чашек можно с легкостью удалить затвердевшие вещества.

- ▶ ПП, белые
- ▶ Можно стерилизовать паром при температуре до +121 °С

Чашки, стерилизуемые						
Объём л	Ø мм	Высота мм	№ арт.			
0,9	160	70	4702-0008	N3		
1,7	200	80	4702-0017	N3		
2,9	240	100	4702-0028	N3		
4,3	280	120	4702-0045	N3		
6,6	320	130	4702-0065	N3		
13,4	400	180	4702-0013	N3		

Квадратные ведра



Ведро для транспортировки трудносыпучих материалов. Компактные, устойчивые, удобные, поставляются также с крышкой.

- ▶ Из прозрачного ПЭ
- ▶ Шкала 500 мл, до 12 л
- ▶ С крепкой ручкой из ПЭ
- ▶ Вместимость до высоты наливного отверстия 14 л

Квадратные ведра					
Объём л	Д x Ш x В мм	№ арт.			
14	280 x 280 x 290	2350-0140	N3		
Принадлежности					
Описание		№ арт.			
Крышки для квадратных ведер		2350-0141 N3			

Ведро из полипропилена



Ведро для транспортировки, переливания и смешивания. Аккуратное опорожнение через широкий слив. Крепкая ручка из ПП.

- ▶ Из прозрачного ПП
- ▶ Со шкалой объёма, градуировка 1000 мл
- ▶ Со сливом
- ▶ Можно стерилизовать

Ведро из полипропилена						
Объём л	Ø мм	Высота мм	№ арт.			
12	310	330	2306-1012	N3		
15	310	370	2306-1015	N3		