

служат более чем в 80 странах мира



Морозильники GFL производятся исключительно из высококачественных материалов, прошедших тщательную проверку и созданных специально для работы при очень низких температурах. Они работают необыкновенно тихо, имеют знак сертификата CE, не требуют техобслуживания и в соответствии с требованиями Немецкого федерального закона о безопасности приборов отмечены значком TÜV – “безопасность подтверждена”. Фирма оставляет за собой принципиальное право вносить конструкционные изменения в изделия. Возможно изготовление по специальному заказу.

Измеренные параметры сертифицированы в соответствии с FDA.

Клиентам GFL с особыми требованиями к качеству морозильников мы по запросу предоставляем протоколы проверки временного и пространственного постоянства температур в соответствии с директивами о допуске FDA США. Тестирование оборудования проводится на калибровочном участке заводских испытательных стендов. Сертифицированные результаты измерений хранятся в архивах GFL в течение десяти лет (№ для заказа 6965, страница 13).

Удобное для пользования микро-процессорное управление

Высокоэффективные микропроцессоры, которыми оснащены все морозильники GFL, скрыты под мембранной клавиатурой панели управления. С помощью четко видимых и ясных символов можно легко вводить и вызывать все необходимые для надежного хранения данные. На светодиодном дисплее отображаются фактическая и заданная температура, верхний и нижний температурный предел, а также емкость и заряд аккумулятора. Активное функционирование дополнительной системы аварийного охлаждения отображается двумя добавочными светодиодами.

При любой неисправности немедленно срабатывает оптический и звуковой предупредительный сигнал. Кодовые номера возможных причин неисправности выводятся на дисплей.

Пользователь может самостоятельно устанавливать дополнительные опции сигналов оповещения. Все установки могут быть защищены от несанкционированного доступа при помощи выключателя с ключом безопасности.

6380 Горизонтальный морозильник, 70 литров, оснащен системой хранения, состоящей из выдвижных ящиков и коробок

