

Бур для льда | для глубокомороженных и полутвердых продуктов



Предназначен для отбора проб глубокомороженных продуктов в пищевой промышленности, а также для отбора проб полутвердых веществ. Прочный полый бур с расположенной на его конце коронкой с острыми зубцами, быстро врежется в анализируемое вещество. Бур позволяет отбирать многоуровневые пробы в форме цилиндра высотой до 20 см.

Бур включает в себя 3 детали: бур, головку для работы с бытовыми дрелями, а также шток для выталкивания цилиндрического образца из головки бура.



- ▶ Нержавеющая сталь V4A (1.4404/1.4571)
- ▶ Можно стерилизовать
- ▶ Глубина пробоотбора 20 см



Бур для льда

Внутр. Ø трубки мм	Внешний Ø мм	Глубина мм	№ арт.
16	21	200	5323-0200 N4
50	54	200	5323-2010 N4

